



## Návod na použití BA-7171 (nafukovací umyvadlo na mytí hlavy)

**Přečtěte si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití.  
Tento návod je pouze vodítkem.**

### ÚVOD

Nafukovací umyvadlo na mytí hlavy je navrženo tak, aby usnadňovalo mytí vlasů v posteli. Speciálně navržené umyvadlo na mytí hlavy je bezpečné, tvarově přizpůsobené umyvadlo, o které lze pohodlně opřít krk a ramena pacienta. Praktická vypouštěcí hadice účinně odstraňuje z umyvadla mýdlovou pěnu a vodu. Provedení dvou hlubokých vzduchových komor zabraňuje stříkání a rozlití.

### SPECIFIKACE

Velikost nafouklého umyvadla	Velikost vyfouklého umyvadla	Hmotnost	Materiál
710 x 610 x 150 mm	660 x 585 mm	750 g	PVC

### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Nafoukněte umyvadlo ústy nebo vzduchovou pumpou (není součástí dodávky).
2. Umístěte jej pod hlavu pacienta
3. Pro větší pohodlí pacienta umístěte mezi ramena a umyvadlo ručník.
4. Umyjte vlasy jako obvykle.
5. Vlasy dobře opláchněte a vodu vypusťte do kbelíku.
6. Umyvadlo na mytí hlavy vymyjte a nechejte několik hodin schnout.

### VAROVÁNÍ

- Teplotní tolerance je pod 50 °C.
- K nafukování nikdy nepoužívejte kompresor, aby umyvadlo neprasklo.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.

### ÚDRŽBA

Umyvadlo na mytí hlavy je navrženo tak, aby jeho údržba byla co nejméně náročná.  
Otřete jej a osušte ručníkem. Pokud jej nepoužíváte, uložte jej.

