

2

POMPOWANIE WSTEPNE I POMPOWANIE / PREDNAFOUKNUTI / FOR-PUMPNING OG OPPUMPNING / FÖR-PUMPNING OCH PUMPNING / 預充氣和充氣

النفخ المسبق وعملية النفخ

FIG.3

OBSZAR PIĘTOWY
OBLAST PAT
HÆLEOMRÅDE
HÅLOMRÅDET
منطقة الكعب
腳蹠部位





FIG.4

OBSZAR POŚLADKOWY / OBLAST HÝŽDÍ
BAGDELSOMRÅDE / SKINKOMRÅDET
منطقة المقعدة / 臀部部位



PL

1 - POMPOWANIE WSTEPNE RYS. 3
Wstępne pompowanie jest niezbędnym etapem w regulowaniu poduszki. Wstępne napompowanie musi być wykonane **BEZ** pacjenta znajdującego się na poduszce.
Należy włączyć manometr naciskając przycisk włączania/wyłączenia wskaźnika. Kontrolka ładowania wstępnego ➊ miga. Rys. 1.
Podłączyć manometr do zaworu i wstępnie napompować poduszkę, aż zaświeci się wskaźnik napompowania wstępnego (wskaźnik napompowania wstępnego ➋ Rys. 1). Jeśli wartość ta zostanie przekroczona, należy spuścić powietrze, naciskając przycisk spuszczenia powietrza ➌ Rys. 1.

2 - ULOŻENIE PACJENTA NA MATERACU (podczas etapów regulowania)
Aby urządzenie powietrzno-komorowe było właściwie napompowane, należy postępować w następujący sposób:
A Należy ułożyć pacjenta w pozycji całkowicie wyciągniętej na materacu.
B Należy sprawdzić, czy urządzenie powietrzno-komorowe jest prawidłowo umieszczone w stosunku do obszaru kości krzyżowej lub pięty (w zależności od zastosowania).

3 - REGULOWANIE CIŚNIENIA, RYS. 4
Za pomocą manometru należy sprawdzić ciśnienie w urządzeniu i w razie potrzeby ponownie wyregulować ciśnienie, aby uzyskać wartość napompowania wskazaną w tabeli.
Są tutaj możliwe 2 przypadki:
C-1 Odczyt ciśnienia na manometrze jest wyższy od wartości docelowej lub kontrolka ➍ miga (wskazując ciśnienie > 3); w tym przypadku należy stopniowo opróżnić poduszkę za pomocą przycisku spuszczenia powietrza ➎ Rys. 1, nie zapominając o kilkukrotnym podnoszeniu w trakcie tej czynności, aby umożliwić cyrkulację powietrza w poduszce.
C-2 Odczyt ciśnienia na manometrze jest niższy od ustalonej wartości napompowania, w tym przypadku należy stopniowo podnieść ciśnienie przy użyciu gruszek do pompowania ➏ Rys. 1, nie zapominając przy tym o kilkukrotnym podnoszeniu w trakcie tej czynności, aby umożliwić cyrkulację powietrza w poduszce.

Aby wyłączyć manometr, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączenia ➐ Rys. 1.

KONTROLA PONOWNEGO NAPOMPOWANIA PODUSZKI
UWAGA: Za każdym razem, gdy poduszka jest poddawana kontroli napompowania lub ponownie pompowana, należy zwrócić uwagę na ułożenie pacjenta w punkcie 2.

Podobnie jak w przypadku większości nadmuchiwanych przedmiotów, zaleca się okresowe sprawdzanie ciśnienia (średnio co 1 do 2 tygodni).

GWARANCJA
Dwa lata od daty zakupu przez klienta na wszelkie wady fabryczne. W przypadku wystąpienia wady fabrycznej należy skontaktować się z sprzedawcą, podając numer partii produktu. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania urządzenia.

CS

1 - PŘEDNAFOUKNUTÍ OBR. 3
Přednafouknutí je nezbytným krokem k úpravě podušky. Přednafouknutí musí být prováděno **BEZ** toho, aby pacient seděl na podušce.
Spusťte tlakoměr stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí ➊ na obr. 1. Indikátor přednafouknutí ➋ na obr. 1 začne blikat.
Připojte tlakoměr k ventilu a přednafoukněte polštář, dokud se nezavěsí ukazatel přednafouknutí (indikátor přednafouknutí ➌ na obr. 1). Pokud byste tuto hodnotu překročili, vyfoukněte stisknutím tlačítka vyfouknutí ➍ na obr. 1.

2 - UMÍSTĚNÍ PACIENTA (během stadií nafoukávání)
Chcete-li dosáhnout správné úrovně nafouknutí vzduchových buněk, zajistěte, abyste dodržovali následující polohy:
A Umístěte pacienta vleže na matraci.
B Zkontrolujte, že je systém vzduchových buněk dobře umístěn ve vztahu k oblasti kříže nebo pat (v závislosti na zamýšleném použití).

3 - NASTAVENÍ TLAKU OBR. 4
Pomocí tlakoměru zkontrolujte tlak systému a v případě potřeby upravte, abyste získali hodnotu nafouknutí uvedenou v tabulce.
K tomu existují 2 možné případy:
C-1 Odečít tlakoměru je vyšší než cílová hodnota nafouknutí nebo ➍ kontrolky budou blikat (indikují úroveň tlaku > 3); v tomto případě podušku postupně vyfukujte pomocí tlačítka vyfukování ➎ na obr. 1, aniž byste zapomněli na to, že se pacient musí během tohoto procesu několikrát zvednout, aby umožnil cirkulaci vzduchu v oddílu.
C-2 Odečít tlakoměru je nižší než určená hodnota nafouknutí; v tomto případě postupně nafukujte pomocí nafukovací zárovky ➏ na obr. 1, aniž byste zapomněli na to, že se pacient musí během tohoto procesu několikrát zvednout, aby umožnil cirkulaci vzduchu v oddílu.

Postupujte podle stejného postupu pro druhý oddíl.
K vypnutí tlakoměru stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ➐ na obr. 1 a přidržte jej dole.

KONTROLA A OPĚTOVNÉ NAFOUKNUTÍ PODUŠKY
POZN: Pokud jste již podušku kontrolovali nebo znovu nafukujete, ujistěte se, že dodržujete umístění popsané v části 2.
Stejně jako u většiny nafukovacích předmětů doporučujeme kontrolovat tlak pravidelně (v průměru každé 1 až 2 týdny).

ZARUKA
Dva roky proti jakýmkoli vadám ve výrobě, od data nákupu zákazníkem. V případě vady se obraťte na svého prodejce a dejte mu sériové číslo produktu. Záruka se nevztahuje na zneužití podpory.

DA

1 - FOR-PUMPNING FIG. 3
For-pumpning er et vigtigt trin for justering af puden. For-pumpning skal udføres mens patienten IKKE sidder på puden. Start trykmåleren ved at trykke på Tænd/Sluk knappen ➊ fig.1. For-pumpe indikatoren ➋ fig.1 vil blinke til og fra.
Forbind trykmåleren til ventilen og for-pump puden, indtil for-pumpelyset tændes (for-pumpe indikator ➌ fig.1). Hvis denne værdi overskrides, skal du tømme ved at trykke på tømningknappen ➍ fig.1.

2 - PLACERING AF PATIENTEN (under oppumpning)
For at få det rette niveau af luftcelle-system pumpning, skal du sørge for at overholde følgende placeringer:
A Placer patienten liggende fladt på madrassen.
B Kontrollér, at luftcelle-systemet er godt placeret i forhold til korsben- eller hælområdet (afhængigt af den påtænkte anvendelse).

3 - JUSTERING AF TRYKKET FIG. 4
Brug trykmåleren til at kontrollere systemets tryk og juster om nødvendigt for at få pumpeværdien angivet i tabellen.
Til dette er der to 2 mulige tilfælde:
C-1 Trykmålerens læsning er højere end den målte oppumpningsværdi, eller de 3 indikatorlamper blinker til og fra (indikerer et trykniveau > 3); i dette tilfælde skal du tømme puden gradvist ved hjælp af tømningknappen ➍ fig.1, hvor du ikke må glemme at få patienten til at stå op flere gange under denne proces for at gøre det muligt for luften at cirkulere i rummet.
C-2 Trykmålerens læsning er lavere end den fastsatte inflationsværdi; i dette tilfælde tømtes gradvist ved hjælp af inflationspæden ➎ fig.1, hvor du ikke må glemme at få patienten til at stå op flere gange under denne proces for at gøre det muligt for luften at cirkulere i rummet.

Følg samme procedure for det andet rum.
For at slukke trykmåleren skal du trykke på Tænd / Sluk-knappen ➐ fig.1 og holde den nede.

KONTROLLER OG GENPUMPE PUDEN
NB: Hver gang du kontrollerer eller genpumper puden, skal du sørge for at overholde placeringen beskrevet i afsnit 2.
Som det er tilfældet med de fleste opustelige genstande, anbefales det at kontrollere trykket med jævne mellemrum (hver 1 til 2 uger i gennemsnit).

GARANTI
To år mod alle fabrikationsfejl, fra datoen for kundens køb. I tilfælde af fejl, bedes du kontakte din forhandler og opgive produktets serienummer. Garantien dækker ikke misbrug af underlaget.
Garanti tækker ikke felåvændning av stødet.

SV

1 - FÖR-PUMPNING FIG. 3
Förpumpning är ett avgörande steg för att justera kudden. Förpumpning måste utföra **UTAN** att patienten sitter på kudden.
Starta trykmätaren genom att trycka på On/Off-knappen ➊ fig.1. Förpumpningsindikator ➋ fig.1 blinkar.
Anslut trykmätaren till ventilen och förpumpna kudden tills förpumpningslampan tänds (förpumpningsindikator ➌ fig.1). Om man överskrider detta värde, töm ut luften genom att trycka på lufttömningknappen ➍ fig.1.

2 - POSITIONERING AV PATIENTEN (under pumpningssteget)
För att få rätt nivå i luftcellsystemets pumpning, se till att observera följande positioner:
A Lagg patienten platt på madrassen.
B Kontrollera att luftcellsystemet är väl placerat i förhållande till svanken eller hälmrådet (beroende på avsedd användning).

3 - TRYCKREGLERING FIG. 4
Använd trykmätaren för att kontrollera systemets tryck och justera det igen vid behov för att nå pumpningsvärdet som indikeras i tabellen.
Det finns två möjliga fall för detta:
C-1 Trykmätarens avläsning är högre än det angivna tryckvärdet eller indikatorlampan ➍ blinkar till och från (vilket indikerar en trycknivå > 3). I så fall ska du släppa ut luften ur kudden gradvis med lufttömningknappen ➍ fig.1. Glöm inte att låta patienten gå upp flera gånger under denna process för att se till att luften cirkulerar i området.
C-2 Trykmätarens avläsning är lägre än det angivna. I detta fall, ska du gradvis pumpa kudden med pumpningknapp ➎ fig.1. Glöm inte att låta patienten gå upp flera gånger under denna process för att se till att luften cirkulerar i området.

Följ samma procedur för den andra avdelningen.
För att stänga av trykmätaren, tryck på på/av-knappen ➐ fig.1 och håll den nedtryckt.

KONTROLLER OCH PUMPA KUDDEN IGEN
OBS: Varje gång du kontrollerar eller pumpar kudden, se till att du uppfyller kraven för placeringen som beskrivs i avsnitt 2.
Som med de flesta produkter som pumpas upp, rekommenderar vi att du kontrollerar trycket regelbundet (varje eller varannan vecka i snitt).

GARANTI
Två år mot eventuella fabrikationsfel, från kundens köpdatum. Vid fel, kontakta din återförsäljare och ange produktens serienummer. Garantin täcker inte felåvändning av stødet.

AR

1 - النفخ المسبق الشكل 3
يعد النفخ المسبق خطوة أساسية لضبط الوسادة. يجب تنفيذ إجراء النفخ المسبق دون جلوس المريض على الوسادة.
أبدأ تشغيل مقاييس الضغط بالنفخ على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل ➊ الشكل 1.
1. مؤشر مقاييس الضغط ➋ الشكل 4 سوف يومض. وصل مقاييس الضغط بالصمام ولفخ الوسادة مسبقاً حتى يومض مؤشر النفخ المسبق (مؤشر النفخ المسبق 1 الشكل 1). وفي حالة تجاوز هذه القيمة، فيتم التنفيع حينئذٍ بالضغط على زر التنفيع 3 الشكل 1.

2 - ضبط وضع المريض (أثناء مراحل النفخ)
الحصول على المستوى المناسب لنفخ نظام الخلايا الهوائية يُرجى التأكد من ملاحظة الأوضاع التالية:
A ضع المريض مستقياً على المرتبة.
B تحقق من أن نظام الخلايا الهوائية مضموناً بشكل جيد بالنسبة لمنطقة العجز أو الكعب (اعتماداً على الاستخدام المخصص).

3 - ضبط مستوى الضغط الشكل 4
افحص باستخدام مقاييس الضغط مستوى الضغط بالنظام أعد ضبطه إذا لزم الأمر للحصول إلى قيمة النفخ المستهدفة في الجدول.
هناك حالتين محتملتين لهذا:
3-1 قراءة مقاييس الضغط تكون أعلى من قيمة النفخ المستهدفة أو أن ضربه المؤشر 3 يومض (الشارة إلى أن مستوى ضغط > 3)، وفي هذه الحالة، قم بالتنفيع ببطء باستخدام زر التنفيع 3 الشكل 1، ولا تنس أن ترفع المريض عدة مرات خلال هذه العملية لتتمكن الهواء من الانتشار في الحجرة.
3-2 قراءة مقاييس الضغط تكون أقل من قيمة النفخ المستهدفة، وفي هذه الحالة عليك التنفيع تدريجياً باستخدام بصلية النفخ 5 الشكل 1، ولا تنس نفوخ المريض عدة مرات خلال هذه العملية لتتمكن الهواء من الانتشار في الحجرة.

اتباع الإجراء ذاته للحجرة الثانية.
لتيقاف تشغيل مقاييس الضغط اضغط على الزر تشغيل/ إيقاف تشغيل الشكل 1 مع الاستمرار في الضغط.
1. فحص الوسادة وإعادة نفخها
ملحوظة: ينبغي عليك التأكد من كل مرة تقوم فيها بفحص الوسادة وإعادة نفخها من التوافق مع وضع الضغط المشار إليه في القسم 2.
ونظراً لأن هذا هو الحال مع معظم العناصر القابلة للنفخ، يُوصى بفحص الضغط دورياً (كل أسبوع أو أسبوعين في المتوسط).

الضمان
ضمان لمدة عامين ضد عيوب التصنيع اعتباراً من تاريخ شراء العميل للجهاز. في حالة اكتشاف أية عيوب، يُرجى التواصل مع بائع التجربة مع تقديم الرقم المسلسل للمنتج. لا يغطي الضمان سوء استعمال الدعامة.

ZH



1— 預充氣圖3
預充氣是調整座墊的重要步驟。預充氣時，必須在沒有患者坐在座墊上的情況下進行預充氣。
• 按開/關閉按鈕 1，圖 1 來啟動壓力表。預充氣指示燈 4 將開始閃爍。
• 圖 1 將開始閃爍。
• 圖 1 將開始閃爍。
將壓力表連接到閥門並對座墊預充氣，直到預充氣指示燈亮起 (預充氣指示燈 1，圖 1)。如果超過此值，則可按下游氣按鈕 3，圖 1 進行洩氣。

2 — 患者的定位 (在充氣階段)
氣囊系統若要獲得適當的充氣等級，請確保遵守以下位置規定：
A 讓患者平躺在床墊上。
B 檢查氣囊系統相對於骶骨或腳跟區域的位置是否良好 (此根據預期用途而定)。

3 — 調整壓力，圖 4
使用壓力表，檢查系統壓力，必要時重新調整，以獲得表中所示的充氣值。
到此，可能會遇到兩種可能的情況：
C-1 壓力表讀數高於目標充氣值，或 3 個指示燈都閃爍 (表示壓力等級 > 3)；在這種情況下，請使用洩氣按鈕 3，圖 1 逐漸洩壓洩氣，在此過程中不要忘記讓患者多次起床，以便空氣能在隔間內循環。
C-2 壓力表讀數低於所決定的充氣值；在這種情況下，請使用充氣球 5，圖 1 逐漸充氣，在此過程中不要忘記讓患者多次起床，以便空氣能在隔間內循環。對第二個隔間進行相同的步驟。

要關閉壓力表，請按開/關閉按鈕 1，圖 1 並按住它。
檢查並重新調整座墊充氣
注意：每次檢查或對座墊重新充氣時，請確保符合第 2 節中所述的位置。
與大多數可充氣產品一樣，建議您應定期檢查壓力 (平均每 1 到 2 週)。

保固
自客戶購買之日起兩年內，提供無任何製造瑕疵的保固。如果出現違反保固情況，請與您的零售商聯繫，並提供產品序號/批號。保固範圍不包括支撐物的濫用。



ZH

1— 預充氣圖3
預充氣是調整座墊的重要步驟。預充氣時，必須在沒有患者坐在座墊上的情況下進行預充氣。
• 按開/關閉按鈕 1，圖 1 來啟動壓力表。預充氣指示燈 4 將開始閃爍。
• 圖 1 將開始閃爍。
• 圖 1 將開始閃爍。
將壓力表連接到閥門並對座墊預充氣，直到預充氣指示燈亮起 (預充氣指示燈 1，圖 1)。如果超過此值，則可按下游氣按鈕 3，圖 1 進行洩氣。

2 — 患者的定位 (在充氣階段)
氣囊系統若要獲得適當的充氣等級，請確保遵守以下位置規定：
A 讓患者平躺在床墊上。
B 檢查氣囊系統相對於骶骨或腳跟區域的位置是否良好 (此根據預期用途而定)。

3 — 調整壓力，圖 4
使用壓力表，檢查系統壓力，必要時重新調整，以獲得表中所示的充氣值。
到此，可能會遇到兩種可能的情況：
C-1 壓力表讀數高於目標充氣值，或 3 個指示燈都閃爍 (表示壓力等級 > 3)；在這種情況下，請使用洩氣按鈕 3，圖 1 逐漸洩壓洩氣，在此過程中不要忘記讓患者多次起床，以便空氣能在隔間內循環。
C-2 壓力表讀數低於所決定的充氣值；在這種情況下，請使用充氣球 5，圖 1 逐漸充氣，在此過程中不要忘記讓患者多次起床，以便空氣能在隔間內循環。對第二個隔間進行相同的步驟。

要關閉壓力表，請按開/關閉按鈕 1，圖 1 並按住它。
檢查並重新調整座墊充氣
注意：每次檢查或對座墊重新充氣時，請確保符合第 2 節中所述的位置。
與大多數可充氣產品一樣，建議您應定期檢查壓力 (平均每 1 到 2 週)。

保固
自客戶購買之日起兩年內，提供無任何製造瑕疵的保固。如果出現違反保固情況，請與您的零售商聯繫，並提供產品序號/批號。保固範圍不包括支撐物的濫用。

